




طریقه استفاده از دستگاه فتوترایی خانگی مدل ۰۲۷

- دستگاه را از کیف آن خارج نمایید.
- پایه‌ها را به آرامی باز نموده تا قفل شود.
- سیم برق را به دستگاه وصل کرده دو شاخه را به پریز بزنید.
- کلید  را فشار دهید تا نمایشگر روشن شود.
- نمایشگر سمت چپ طول عمر لامپها و نمایشگر سمت راست مدت زمان نور درمانی را نشان می‌دهد.
- توسط کلیدهای  مدت زمان نور درمانی را تنظیم نمایید.
- کلید  را فشار دهید تا لامپها روشن شود.
- هنگام قرار دادن نوزاد در زیر دستگاه حتما توسط چشم‌بند، چشم نوزاد را محافظت نمایید.
- اگر در حین نور درمانی احتیاج به بازرسی نوزاد داشتید، کلید  را فشار دهید تا لامپها خاموش شود. در این حالت مابقی زمان نور درمانی متوقف شده و با لمس دوباره کلید  لامپها روشن شده و زمان سنج نور درمانی فعال می‌شود.
- زمان سنج نور درمانی و زمان سنج عمر لامپ به صورت معکوس عمل می‌کند.
- رقم اول زمان سنج نور درمانی به منزله ۱۰ دقیقه می‌باشد و رقم بعدی ساعت را نشان می‌دهد.
- ۱۰ دقیقه پس از زمان تعیین شده نور درمانی، لامپها خاموش شده و هشدار صوتی فعال می‌شود.
- در این حالت دستگاه را با کلید  خاموش کرده و پایه‌های آن را به آرامی ببندید.



هشدار

- هیچگاه دستگاه را در معرض یا مجاورت گازهای قابل اشتعال و یا داروها و مواد تخریبی قرار ندهید.
- اندازه گیری مرتب دمای بدن نوزاد الزامی است.
- از نگاه کردن مستقیم به نور دستگاه فتوترایی اجتناب نمایید.
- در هنگامیکه دستگاه روشن است آنرا حرکت ندهید، یا حداقل ۱۰ دقیقه قبل از حرکت دادن آن، دستگاه را خاموش نمایید.
- هیچگاه دستگاه را در مجاورت وسایل گرمایشی یا برودتی و یا تابش مستقیم نور خورشید قرار ندهید.
- استفاده از شورت و چشم بند هنگام نوردرمانی توصیه می‌شود.
- از فشار آوردن روی دستگاه هنگامی که پایه‌های آن باز است اجتناب کنید.
- از فشار آوردن اجسام نوک تیز روی پنل (صفحه کلید) اجتناب کنید.